



エアロゲルの重量の測定(案)

- ✕ エアロゲルをキャプチャーパネルから帰還後ホルダーに移す機会に、重量を測る。
- ✕ 電子天秤を手作業用アクリルボックスに入れるのは、スペースの都合上難しい。
- ✕ そこで、電子天秤はアクリルボックスの外に設置する（電子天秤はアルコール拭きしてクリーンルームに搬入）。
- ✕ エアロゲルの重量は、帰還後ホルダーに入れる前後の差分で算出する。
- ✕ 帰還後ホルダーはエアロゲルを入れる前後に、蓋をした状態で重量を測定する。
- ✕ リハーサルブロック3では、千葉大から持参する電子天秤をひとまず使用する。